

## **Vetramil Pad®**

**Dr. E. Graeub AG**

### **Pansement humide pour toutes espèces**

#### **Propriétés**

Vetramil® Pad est un pansement stérile. Vetramil® Pad se compose d'une couche absorbante en visqueuse naturelle, recouverte d'une couche de polyéthylène non adhérente. La couche intérieure étant imprégnée d'une faible quantité de liquide à base de miel et de glycérol, le pansement Vetramil® Pad est légèrement humide. Vetramil® Pad comprend du miel pur produit dans des conditions contrôlées. Ce processus contrôlé de production garantit que Vetramil® Pad ne contient pas de résidus de pesticides et que sa qualité est reproductible. Le miel utilisé dans Vetramil® Pad présente une forte teneur en enzymes, dont la glucose oxydase. Le revêtement est perméable, ce qui permet l'absorption de l'exsudat à travers la couche intérieure en visqueuse. Par ailleurs, le revêtement évite l'adhérence de la plaie.

#### **Utilisation/ Mode d'emploi**

Vetramil® Pad convient pour couvrir des plaies superficielles.

1. Si nécessaire, nettoyer la plaie de façon habituelle.
2. Ouvrir le conditionnement en tirant sur l'encoche.
3. Sortir la compresse de l'emballage puis l'étaler sur la plaie.
4. Fixer la compresse de façon habituelle, par exemple avec du ruban adhésif poreux ou de la gaze à pansement.
5. Au bout de 1 à 2 jours maximum, retirer délicatement la compresse et la remplacer par une nouvelle compresse Vetramil® Pad.

#### **Contre-indications**

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au miel. En cas d'effets secondaires inattendus suite à l'application de Vetramil® Pad, veuillez contacter la personne qui a administré le traitement et le fabricant.

- Ne pas utiliser si le conditionnement est endommagé.
- Ne pas utiliser si le conditionnement n'est pas bien fermé.
- Ne pas traiter une plaie plus de 30 jours consécutifs avec ce produit.
- Ne pas réutiliser une compresse ayant déjà servi.
- Ne pas restériliser un conditionnement déjà ouvert.

#### **Remarques particulières**

##### **Conservation:**

Conserver à 4 - 30° C

##### **Présentation**

5 Stk.: 10 x 10 cm

##### **Fabrication**

Bfactory, 3911 TZ Rhenen (NL)