

## **Gleitgel**

**Dr. E. Graeub AG**  
**Lubrifiant universel**

### **Composition**

Eau, carbomère, propylène glycol, conservateur

### **Propriétés**

Gleitgel est un gel prêt à l'emploi avec une bonne tolérance pour la peau et les muqueuses. Il sert de lubrifiant sur les gants, les instruments et les appareils en cas d'examens rectal, vaginal, urologique et les échographies. Sur la peau, les appareils et les instruments, Gleitgel est éliminé aisément, sans résidus, à l'aide d'eau froide ou chaude.

### **Possibilités d'utilisation**

- Examens rectal et vaginal
- Échographie
- Lubrification des instruments
- Lavage intestinal des petits et grands animaux

### **Utilisation**

Gleitgel est prêt à l'emploi. Pour les grands volumes ou une plus faible viscosité, il peut être dilué avec de l'eau froide ou chaude.

### **Formes commerciales**

Flacon en plastique de 1000 ml

Bidon de 10 l

Pompe pour bidon de 10 l

### **Fabrication**

aniMedica Herstellungs GmbH, Deutschland