

API LIFE VAR[®] d us. vet.

Evaporationsplättchen / Plaquettes
évaporantes / Tavolette evaporanti

Zur Bekämpfung der Varroamilben in
Bienenvölkern/ Pour combattre le
varroa dans les ruches d'abeilles/ Per
la cura e per la profilassi nella lotta alla
varroasi delle api

Zusammensetzung:

100 g des Produktes enthalten
Thymol 76.0 g/ Eucalyptusöl 16.4 g/
Kampfer 3.8 g/ Levomentol -Trägermate-
rial

Composition :

100 g de produit contiennent
Thymol 76.0 g/ Huile essentielle
d'eucalyptus 16.4 g/ Camphre 3.8 g/
Levomenthol - Excipients

Composizione:

100 g del prodotto contengono
Timolo 76.0 g/ Eucalipto olio 16.4 g/
Canfora 3.8 g/ Levomentolo - Eccipienti

Packungen / Présentation / Confezioni:

Plastikbeutel mit 2 Plättchen/ Sachet en
plastique contenant 2 plaquettes/
Sacchetto contente 2 tavolette

Haltbarkeit/ Durée de conservation/

Scadenza: 2 Jahre/ ans/ anni

Los- Verfalldatum/ Lot- Date de
péremption/ Lotto- Data di scadenza:
siehe beutelrand/ voir au verso du sachet/
Vedi retro sacchetto



SWISSMEDIC 60'557-001
ATCvet code: QP53AX22

Zul.Inh./Tit. de l'AMM/Tit. omol.:
Bienen Meier AG, Fahrbachweg 1,
5444 Künten

Fabrizante/Fabrizant/Hersteller:
CHEMICALS LAIF SPA 35010 Vigonza (PD) I

Informationsstand/ Mise à jour de
l'information/ Stato dell'informazione:
11.2010

Proprietà / Effetti:

API LIFE VAR è costituito da una miscela
di oil essenziali. Gli effetti sinergici del
Timolo, olio essenziale di Eucalipto,
mentolo e canfora permettono di comba-
tere efficacemente i parassiti ed in partico-
lare la varroa. I vapori delle tavolette che si
liberano nell'arnia, entrano in contatto con
gli acari che infestano le api e ne
provocano così la caduta per distacca-
mento dalle api colpite.

Indicazioni:

Il prodotto API LIFE VAR – tavolette
evaporanti è indicato per il trattamento
negli interventi di profilassi e di lotta alla
varroasi per le api (varroa destructor).

Posologia/Uso:

Il periodo ideale di utilizzo, per le
condizioni climatiche svizzere, è tra il 1 ed
il 15 agosto, dopo la raccolta estiva del
miele. Effettuare una parte del nutrimento
invernale prima dell'inizio del trattamento.
La restante parte di nutrimento invernale
può essere fatto tra i due trattamenti. La
durata totale dei trattamenti è di 6-8
settimane (due volte tre o quattro
settimane). Se in caso del protrarsi della
mielata tardiva, il trattamento viene
effettuato solo in settembre l'efficacia può
essere ridotta. La modalità d'impiego
considera l'utilizzo di 4 tavolette per ogni
arnia-cassetta.

Per ogni colonia utilizzare 2 sacchetti per
un totale di 4 tavolette di Api life Var.

Arnie svizzere

Primo trattamento da 3-4 settimane
mettere una tavoletta davanti ed una
tavoletta dietro della cova.

Secondo trattamento da 3-4 settimane:
stessa modalità

Arnie Tipo Dadant

Primo trattamento da 3 a 4 settimane;
introdurre nell'arnia una tavoletta davanti e
½ tavoletta a sinistra e ½ tavoletta a destra
della cova.

Secondo trattamento da 3-4 settimane:
stessa modalità

Se il trattamento viene effettuato sul fondo
dell'arnia l'efficacia risulta inferiore. Allo
scopo di evitare che le api trasportino il
prodotto all'interno dell'arnia, si può posare
una rete fine sopra i favi attraverso la
quale le api non passino. Dopo il
trattamento allontanare i resti delle
tavolette. Nell'ambito di un concetto
integrato di trattamento, si consiglia un
ulteriore trattamento con acido ossalico
durante un periodo in assenza di covata.

Limitazioni d'uso

Controindicazioni:

nessuno conosciuta

Misure Precauzionali:

Non superare il dosaggio prescritto. Evitare il rischio di saccheggio tra le colonie. La nutrizione dovrebbe essere completata possibilmente prima dei due trattamenti. La temperatura per il trattamento non dovrebbe superare 27-30° C. Temperature maggiori non elevano l'efficacia, anzi potrebbero danneggiare le api. Temperatura minima d'utilizzo 18°C.

Effetti indesiderati:

Può capitare che le api allontanano il nutrimento delle tavolette. Può succedere lo stesso per la covata. Può succedere che riserve di nutrimento non vengono consumate a dovere.

Termini d'attesa:

Durante il trattamento non devono esserci favi melario nel arnia. Durante la raccolta primaverile evitare di smielare i favi dell'arnia

Interazioni:

Non usare insieme con altri prodotti acaricidi.

Altre indicazioni:

Non inalare e non ingerire il prodotto. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, usare i guanti protettivi. Non utilizzare i sacchetti aperti durante i trattamenti precedenti. Le confezioni vuote o scadute devono essere smaltite nell'immondizia domestica. Conservare il prodotto a temperatura di 15-25°C, al riparo dal sole. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.