

# Bovicalc<sup>®</sup>

## Aliment minéral diététique pour vaches laitières Réduction du risque de fièvre vitulaire

### Contenu

#### **Composition:**

Chlorure de calcium, sulfate de calcium, esters acétiques des mono- et diglycérides d'acides gras. 1 bolus contient 43 g de calcium (dont 71 % provenant du chlorure de calcium et 29 % du sulfate de calcium).

#### **Composants analytiques:**

Eau 32,0 %; Calcium 22,2 %; Bovicalc<sup>®</sup> ne contient ni phosphore ni sodium ni magnésium.

### Possibilités d'utilisation

Prévention de la fièvre de lait chez les vaches laitières. En particulier chez les vaches de haute productivité et les vaches ayant déjà eu une hypocalcémie.

### Mode d'emploi / usage

Il est recommandé avant l'utilisation, de prendre l'avis d'un spécialiste.  
Administration orale à l'aide de l'applicateur de bolus, conformément au mode d'emploi.


#### **Prévention de la fièvre de lait: 4 boli par vache :**

- 1er bolus lors des premiers signes de vêlage imminent.
- 2e bolus directement après le vêlage.
- 3e bolus 12 à 15 heures après le vêlage.
- 4e bolus 24 à 30 heures après le vêlage.


#### **Traitement complémentaire après une hypocalcémie: 2 boli par vache:**

- 1er bolus 2 à 3 heures après la perfusion de calcium.
- 2e bolus 12 à 15 heures après le 1er bolus.


### Utilisation correcte de l'applicateur



Placer le bolus dans l'applicateur, l'extrémité ronde en avant. Presser le bolus dans l'applicateur jusqu'à la butée (verrouillage de la pince).



Soulever la tête de la vache et lui ouvrir la bouche avec la main. Avec l'autre main, introduire l'applicateur avec précaution au fond de la gueule.



La langue présente une certaine résistance qu'il faut surmonter. Ne libérer le bolus en pressant sur le piston qu'après avoir introduit l'applicateur le plus profondément possible.



Retirer l'applicateur.

## **Autres remarques**

### ***Mises en garde***

Ne doit pas être utilisé chez les vaches qui présentent déjà des signes manifestes de fièvre du lait, le réflexe de déglutition pouvant être perturbé. Ne doit pas être administré à une vache en position couchée. Respecter impérativement les intervalles entre les différentes administrations. Bovikalc<sup>®</sup> ne doit être administré qu'avec l'applicateur de bolus. Les boli cassés ou les boli avec une pellicule cireuse endommagée ne doivent plus être utilisés.

### ***Conditions de conservation***

Conserver au sec et en-dessous de 30°C.

Les boli Bovikalc<sup>®</sup> doivent être conservés dans les tubes en plastique jusqu'au moment de leur utilisation, car ils sont sensibles à l'humidité !

## **Présentation**

Emballage de 4 boli à 192 g

## **Fabricant**

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S  
Reg.-Nr: 208-R854833

## **Distributeur**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle  
CH 32009

## **Mise à jour de l'information**

02/2019