



ZENIDOG® Diffuseur de gel

PHÉROMONE APAISANTE

Pour les comportements liés au stress chez les chiens

Le diffuseur de gel ZENIDOG® est un vaporisateur contenant une phéromone relaxante pour chiens, qui agit jusqu'à 2 mois et ne nécessite aucune alimentation électrique.

La technologie innovante du gel permet la libération continue d'une réplique synthétique de la phéromone relaxante canine. La diffusion de cette phéromone apaisante aide les chiens et les chiots à se détendre et à se sentir à l'aise dans des situations stressantes.

La phéromone relaxante canine est naturellement sécrétée par les chiennes allaitantes et procure aux chiots et aux chiens adultes un sentiment de sécurité et de bien-être général.

L'effet relaxant du diffuseur de gel ZENIDOG® est spécifique à l'espèce. Aucun effet comparable n'est obtenu sur d'autres espèces animales.

COMPOSITION:

Analogue de la phéromone relaxante canine	6 %
Excipients q.s.p.	100 %

POSSIBILITÉS D'UTILISATION:

Exemples de situations de stress fréquentes chez le chien:

- Bruits forts (feux d'artifice, orages)
- Déménagement et adaptation à un nouveau domicile
- Solitude (angoisse de séparation)
- Visites chez le vétérinaire
- Visite au centre d'entraînement canin ou au salon de toilettage
- Pendant l'entraînement
- Trajets en voiture



Grâce à son utilisation sans alimentation électrique, le diffuseur de gel ZENIDOG® peut être utilisé partout et peut également être emporté en voyage.

Le diffuseur de gel ZENIDOG® ne convient pas aux chiens hyperactifs ou agressifs.

MODE D'EMPLOI: Une boîte de 230 g suffit pour une durée maximale de 2 mois et pour une surface habitable allant jusqu'à 70 m².



(1) Retirer le couvercle de transport blanc.

(2) Mettre en place le couvercle de diffusion marron (perforé, avec empreinte de pattes).

(3) Placez le diffuseur de gel ZENIDOG® sur un meuble dans la pièce où le chien passe le plus de temps.

Inscrivez la date d'ouverture sur l'étiquette du diffuseur de gel. Remplacez-le tous les deux mois, quelle que soit la quantité de gel restante.

AUTRES REMARQUES: Conserver à la verticale dans un endroit sec à température ambiante. Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques (peut provoquer une réaction allergique cutanée au contact du gel).

FORMES COMMERCIALES:

Boîte de 230 g

DISTRIBUTION: VIRBAC (Switzerland) AG, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg. ch.virbac.com

Mise à jour: février 2026